



ANALIZA BIAŁEK



100004193

## Laboratorium Analizy

**Klient:** NIE WSKAZANO  
**Numer zamówienia:** 100004193  
**Nazwa:** EMPEROR TESTOSTERONE MIX BLEND  
**Ilość próbek:** 1 fiolka

**Numer partii:** -----  
**Data przyjęcia:** 2023-10-03  
**Data rozpoczęcia:** 2023-10-19  
**Data zakończenia:** 2023-10-24

### Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
-----	Próbka dostarczona przez klienta	Przezroczysty płyn w szklanej fiolce

### Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Testosterone Propionate	EMPEROR TESTOSTERONE MIX BLEND 400MG/ML	53,94mg/ml	-----
Testosterone Isocaproate	EMPEROR TESTOSTERONE MIX BLEND 400MG/ML	106,56mg/ml	-----
Testosterone Phenylpropionate	EMPEROR TESTOSTERONE MIX BLEND 400MG/ML	103,23mg/ml	-----
Testosterone Decanoate	EMPEROR TESTOSTERONE MIX BLEND 400MG/ML	154,84mg/ml	-----

### Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H2O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego przedstawia tabela powyżej. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1 mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

### Zdjęcie badanej próbki



### Hasło dostępu

F43M68BF


**Analiza Białek sp. z o.o.**  
**KRS:** 0000966168  
**NIP:** 8992922970  
**REGON:** 521751875

**Siedziba i Laboratorium:**  
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław  
Budynek DELTA

**Badanie przeprowadził:**  
Specjalista ds. analiz i badań  
mgr Arkadiusz Zając



## Chromatogram



## Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

## Hasło dostępu

F43M68BF