



ANALIZA BIAŁEK



100004196

Laboratorium Analizy

Klient: NIE WSKAZANO
Numer zamówienia: 100004196
Nazwa: EMPEROR MK-2866 OSTARINE
Ilość próbek: 1 kapsułka

Numer partii: -----
Data przyjęcia: 2023-10-03
Data rozpoczęcia: 2023-10-06
Data zakończenia: 2023-10-06

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
MK-2866	Próbka dostarczona przez klienta	Białe kapsułki w plastikowym pojemniku

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
MK-2866	EMPEROR MK-2866 OSTARINE 10MG/CAP	9,82mg/tab	-----

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 2ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 9,82mg/tab. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,05mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki



Hasło dostępu

Y74AD68L


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac



Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
12min	5%	95%
15min	5%	95%

Hasło dostępu

Y74AD68L